


Fils de Suspension

Agir sur les Joues et l'Ovale sans Chirurgie !

PresAptosSuspension / VILLABIANCA DERMATOLOGIE

2018-01

➔ **FILS RUSSES, l'origine** : Le Dr Marlen SULAMANIDZE (Russie) a eu l'idée (fil d'Aptos) de placer des fils crantés dans le derme afin d'obtenir un soutien des joues ou des pommettes. Ils ne peuvent glisser du fait de la nature de leur relief, contrairement aux fils d'or qui glissaient et se fragmentaient. Cette technique est maintenant peu utilisée.




➔ **FILS "DH"** : présentent des indentations dans les deux sens qui évitent tout glissement.

Fils DH en PDO



➔ **FILS "I-Threads" ou "Fils Courts" ou "Fils Modelant"** : il s'agit de fils courts qui sont placés un par un, les uns à côté des autres afin de constituer un maillage plus ou moins dense.

Fils modelant



MATÉRIAUX

➔ Les fils dits APTOS sont en polypropylène ou en caprolac-poly lactique. Le Polypropylène est la matière qui compose les fils de suture depuis plus de 40 ans. Lors d'un lifting, par exemple, ce type de fil est employé et laissé en place.

➔ D'autres fils (QUILL) sont en Polydioxanone (PDS-1981), un matériau résorbable lentement en 18 mois. Pendant cette période, se constitue un manchon collagénique autour du fil. Ce manchon persiste après la fonte du fil et maintient les tissus.

➔ Les Fils "DH" sont en PDO, matière résorbable, mais qui crée une réaction de votre collagène en tubes et ces tubes vont rester ensuite.

➔ Les FILS COURTS "I-Threads" sont également en PDS ou PLA.

TECHNIQUE

Dessin préalable et anesthésie locale. Photos.

Placement du fil au moyen d'une aiguille dans l'épaisseur du derme.

On traite selon le cas la joue, la pommette, le cou avec 8 à 12 pour les fils DH.

Pour V LIFT, 10 à 30 fils courts en maillage par côté du visage.

Durée de l'acte : 60 minutes. Le patient part sans pansement, sauf exception.

SUITES (pour les 3 méthodes)

Œdème discret de 3 jours. Parfois petits plis verticaux s'estompant en quelques jours. Parfois nécessité de revenir après 3-4 jours.

Parfois des hématomes avec I-Threads.

INDICATIONS

Début de relâchement de L'OVALE DU VISAGE, des pommettes et du cou.

